

## Схемы лечения аппаратом урологическим ЭРЕТОН

Перед применением аппарата необходимо достаточно точно знать диагноз своего заболевания и в соответствии с ним выбирать схему лечения. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или с врачом-физиотерапевтом. Проводя процедуры по рекомендации лечащего врача, следует придерживаться его указаний.

При применении приведенных ниже схем лечения обязательно ознакомьтесь с требованиями по безопасности, с противопоказаниями к применению, порядком работы с аппаратом при проведении процедур, описанных в настоящей инструкции.

### 1. Хронический бактериальный простатит (простатовезикулит, уретропростатит)

**Предрасполагающие факторы и причины возникновения:** заболевание возникает в результате инфекции, поражающей предстательную железу.

Факторами, предрасполагающими к хроническому простатиту, являются:

- хроническое переохлаждение;
- несвоевременное опорожнение мочевого пузыря;
- длительные периоды воздержания, нерегулярность половой жизни;
- малоподвижный образ жизни;
- сопутствующие заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит);
- вредные привычки (курение, алкоголизм).

**Симптомы:** чаще всего протекает бессимптомно. При обострении появляется боль в низу живота или мошонке, промежности, нарушения мочеиспускания. На развернутых стадиях заболевания развивается эректильная дисфункция в виде слабости эрекции, возникают неприятные ощущения в промежности после полового акта.

**Параметры процедуры: Режим ТОК «2».** Сила тока – до появления у пациента чувства слабо ощутимой приятной вибрации в прямой кишке. С третьей-четвертой процедуры сила тока повышается до появления у пациента ощущений выраженной приятной вибрации в прямой кишке.

Начиная с шестой или седьмой процедуры, **режим ТОК «2»** применяется в сочетании с **режимом ВИБРО**, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую

микровибрацию. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика ободочной кишки, и могут появиться позывы на дефекацию.

**Продолжительность процедуры:** время процедуры увеличивается от 5 до 10 мин. (по 1 мин. через процедуру).

**Курс лечения:** Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день.

**Ожидаемый эффект:** улучшение кровообращения в предстательной железе и тазовых органах, уменьшение воспаления, болей и дискомфорта в области промежности, понижение частоты обострений простатита, повышение эректильной функции.

## 2. Первично асептический хронический простатит (синдром хронической тазовой боли, простатодиния)

**Предрасполагающие факторы и причины возникновения:**

- микробное поражение тканей предстательной железы (трихомонада, хламидии, уреоплазма, туберкулёзная палочка, вирус герпеса, цитомегаловирус);
- химическое поражение тканей компонентами мочи (проникновение мочи вглубь ткани простаты);
- аутоиммунное поражение;
- периферическая тазовая нейропатия.

**Симптомы:** длительное (не менее 3 месяцев) наличие болей в области малого таза, промежности и половых органов.

**Параметры процедуры:** применяется сочетанный режим: **режим ТОК «2»** и **режим ВИБРО**, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую микровибрацию. Сила тока – до появления у пациента чувства хорошо ощутимой приятной вибрации в прямой кишке. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию.

**Продолжительность процедуры:** время процедуры увеличивается от 5 до 12 мин. (по 1 мин. через процедуру).

**Курс лечения:** Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день.

**Ожидаемый эффект:** улучшение кровообращения в предстательной железе и тазовых органах, уменьшение воспаления, болей и дискомфорта в области промежности, понижение частоты обострений простатита, повышение эректильной функции.

### 3. Функциональная (психогенная) эректильная дисфункция

**Предрасполагающие факторы и причины возникновения:** связана с нервно-психическими расстройствами (стресс, невроз, невротические состояния при различных заболеваниях).

**Симптомы:** внезапное начало дисфункции, периодическое, ситуационное возникновение в течение полового акта напряжение полового члена может понизиться, утренняя эрекция сохранена.

**Параметры процедуры:** применяется сочетанный режим: **режим ТОК «1»** и **режим ВИБРО**. Сначала включают ток и дозируют его, плавно вращая по часовой стрелке колесико поворотного регулятора ТОК (8) до появления у пациента чувства хорошо ощутимой приятной импульсной вибрации в прямой кишке, а затем включают механическую микровибрацию. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию.

**Продолжительность процедуры:** время процедуры увеличивается от 5 до 12 мин. (по 1 мин. через процедуру).

**Курс лечения:** Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день. Дополнительные процедуры могут проводиться за 30-60 мин. до предполагаемого интимного сближения.

**Ожидаемый эффект:** улучшение кровообращения в предстательной железе и тазовых органах, рефлекторное повышение эректильной функции, увеличение частоты успешных половых актов.

### 4. Хронический сальпингоофорит, аднексит, трубное бесплодие

**Предрасполагающие факторы и причины возникновения:** развивается в результате недолеченного острого сальпингоофорита.

**Симптомы:** Периодические или постоянные боли в нижней части живота и пояснице, бесплодие, нарушения менструального цикла.

**Параметры процедуры:** Применяется сочетанный режим: **режим ТОК «2»** и **режим ВИБРО**, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую микровибрацию. Сила тока – до появления у пациентки чувства хорошо ощутимой приятной

вибрации в прямой кишке. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию.

**Продолжительность процедуры:** время процедуры увеличивается от 6 до 15 мин. (по 1 мин. через процедуру).

**Курс лечения:** Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день.

**Ожидаемый эффект:** улучшение кровообращения в органах малого таза, уменьшение воспаления в придатках матки и окружающей клетчатке, урежение и уменьшение болей и дискомфорта в нижней части живота и пояснице, понижение частоты обострений сальпингоофорита и нарушений менструальной функции.